

Dengue

Dengue

**“NO TEMAS A LA LLUVIA EL DIAGNOSTICO
DEL DENGUE MAS CERCA DE TI”**



STANDARD DIAGNOSTICS, INC.
www.standardia.com

 **CTR** SCIENTIFIC
www.ctr.com.mx


SD BIOLINE DENGUE DUO DENGUE NS1 Ag + Ab COMBO

Detección Simultánea De
Dengue NS1 Ag y Ac. IgG/IgM



Una prueba inmunocromatográfica de un paso diseñada para detectar el antígeno del virus del dengue NS1 y los anticuerpos contra el virus del Dengue (Dengue IgG/IgM) de manera cualitativa y diferencial en sangre total, suero y plasma.

- * El primero y único producto en el mundo
- * Diagnóstico del Dengue NS1 Ag aun en el período de ventana
- * Contrarresta la debilidad de solamente la prueba de antígeno
- * Resultados rápidos: 15—20 minutos
- * Condiciones de almacenamiento convenientes: 1- 30°C



Para un diagnóstico perfecto de la infección por dengue durante todas las etapas clínicas, se debe analizar por Antígeno de Dengue y anticuerpos simultáneamente.

Dengue NS1 Ag

Detección temprana
Dengue Duo
Día 1 después de la primera fiebre

Dengue IgG / IgM


Detección larga y estable

**SD
Dengue Duo**




NS1 Ag

Detección temprana en muestras en la fase aguda (1-5 días)





IgG/IgM

Para muestras en fase de convalecencia temprana (después de 3-5 días)



NS1 Ag + Ab Combo

- Detección simultánea de Dengue NS1 Ag y IgG/IgM Ab juntas en una prueba
- Perfecta para el diagnóstico de una infección de Dengue desde la fase aguda hasta la fase convaleciente



MKT230512DENGUE

Contactar a: QBP. Jorge L. Covarrubias Ramírez
Gerente de Marca Div. Diagnóstico Clínico

jorge.covarrubias@ctr.com.mx
Conn. 01 81 81580600 Ext. 205